

# マウスコントローラー

## JMC-16V

通常のマウスの使用が困難な方へ



『パソコンはマウスを操れなければ使えません。アテトーゼ型脳性麻痺や頸髄損傷者などマウスコントローラー＋スイッチの配置でパソコンを使える人が増えると思います。価格が安く助かります。』と多くのPT、OTの先生方から感想を頂いております。

- パソコンとマウス代替入力スイッチを接続するためのコントローラーです。(マウスポートに接続します。)
- このマウスコントローラーに、スイッチ6個を接続し「上下左右」および「左右クリック」の入力が可能になります。
- セットアップの為にドライバー等のインストールは一切不要です。
- マウスを使用するアプリケーションであれば、MS-DOS, Windows 95/98/2000/Me/Xpの環境で動作します。
- DOS/Vに対応

JMC-16V型・・・PS/2マウス(mini-Din6ピン)タイプ

※シリアルマウスポートには対応しておりません。

※USBでのご使用の場合は別途変換器をご用意下さい。

- MS-DOSで動作するアプリケーション向けに、カーソルスピード調整ボリューム付き
- φ3.5mmミニジャックにより多くの入力機器に対応

## 使用方法

- ①「←」、「→」、「↑」、「↓」、「R」、「L」のコネクタにφ3.5mmミニジャックの接点入力機器を接続して下さい。
- ②それぞれのスイッチを押して下さい。
  - 「←」に接続されているスイッチを押す
  - 「→」に接続されているスイッチを押す
  - 「↑」に接続されているスイッチを押す
  - 「↓」に接続されているスイッチを押す
  - 「R」に接続されているスイッチを押す
  - 「L」に接続されているスイッチを押す

デモ機・貸出しは・・・

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構まで。  
また、使用方法の動画が下記 HP にてご覧いただけます。  
<http://www.kiki.jeed.or.jp/pro/g312206.html>

## 使用例（参考）

私も使ってます！

『マウスが使える様になったのでメールしたり、  
絵葉書を作ったりしています。』



【マウスを使用するソフトには】  
マウスコントローラー「JMC-1 6V」と  
スイッチボックス「JSB-1」を使用



+



【文字入力を行うときには】  
上記セットと「ソフトキーボード」※1が便利



+



+



※1：Windows 装備

## 特別注文品

入力スイッチの特別注文も承ります。下記までご相談下さいませ。



丸型スイッチ  
JMP-SW



中型スイッチ BOX  
JSB-N



小型スイッチ BOX  
JSB-M



小型スイッチ BOX  
JSB-1

### マウスコントローラー 基本セット

価格 16,800 円（本体価格 16,000 円）+送料（実費）

### セット内容

●本体×1 ●取扱説明書×1

お問い合わせ

開発・製造元



福祉機器開発室  
〒611-0033 京都府宇治市大久保町成手 1-28  
Tel：0774-43-1673 Fax：0774-43-1674  
Mail：info@ponpon-land.com  
HP：http://www.ponpon-land.com/